

Oznaczanie VFA

Procedura **Oznaczanie VFA**^{*)} dostępna w wersji **Expert** programu **CerkoLab** przeznaczona jest do rutynowych oznaczeń zawartości lotnych kwasów tłuszczowych (VFA) oraz alkaliczności całkowitej (TA) metodą miareczkową za pomocą mianowanego roztworu kwasu solnego (HCl) i elektrody pH-metrycznej.

Po wykonaniu miareczkowania i w oparciu o punkty charakterystyczne zastosowanej metody (lub punkty równoważnikowe) procedura automatycznie wylicza wartości VFA i TA.

Wynik pomiaru może zostać zapisany do pliku lub wydrukowany w postaci wykresu. Opcja **Raport** umożliwi wydrukowanie skróconej wersji raportu pomiaru.

^{*)}Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

