

Miareczkowanie z autopauzą

Moduł programowy **Automiareczkowanie**^{*)} dostępny w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia przeprowadzanie miareczkowania, w którym pauza pomiędzy poszczególnymi dozami titranta dobierana jest automatycznie w zależności od szybkości dochodzenia układu do stanu równowagowego. W trakcie automiareczkowania można, na oddzielnym wykresie, rejestrować kinetykę dochodzenia do stanu równowagi.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

