

Miareczkowanie dwukrotne

Moduł programowy **Miareczkowanie dwukrotne**^{*)} dostępny w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia przeprowadzenie miareczkowania, z użyciem dwu niezależnych titrantów^{**)}. Po wykonaniu pierwszego miareczkowania (oznaczonego jako miareczkowanie A) rozpoczyna się drugie miareczkowanie (oznaczone jako B). Miareczkowania A i B są rejestrowane jako niezależne serie pomiarowe.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

^{**)} Miareczkowanie dwukrotne wymaga użycia systemu z dwoma dozownikami strzykawkowymi lub dwukanałowej pompy membranowej.

