

Oznaczanie Liczby Kwasowej Peelingów

Procedura **Oznaczanie LKP**^{*)} dostępna w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia wyznaczenie wartości LKP peelingów w przeliczeniu na zawartość kwasu glikolowego, mlekowego, migdałowego, salicylowego, TCA, pirogronowego, cytrynowego i innych.

Po osiągnięciu punktu końcowego procedura automatycznie wylicza wartość LKP. Wynik pomiaru może zostać zapisany do pliku lub wydrukowany w postaci wykresu. Opcja **Raport** umożliwia wydrukowanie skróconej wersji raportu pomiaru.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

