

Wyznaczanie miana titranta

Moduł programowy **Miano Titranta**^{*)} dostępny w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia wykonywanie oznaczeń miana titranta metodą potencjometryczną. Wyznaczenie miana dokonywane jest w oparciu o miareczkowanie znanych wzorców.

Oznaczenie miana titranta, w działaniu, przypomina procedurę **Miareczkowania**. Po rejestracji serii pomiarowej i osiągnięciu punktu końcowego miareczkowania miano zostaje wyznaczone automatycznie. W celu zwiększenia precyzji miano może być wyznaczone z wielu niezależnych pomiarów.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

