

Oznaczanie zawartości węglanów

Procedura **Oznaczanie Węglanów**^{*)} dostępna w wersji **Expert** programu **CerkoLab** umożliwia oznaczenie zawartości węglanu sodu (Na_2CO_3), kwaśnego węglanu sodu (NaHCO_3), lub ich mieszaniny. Miareczkowanie wykonywane jest mianowanym roztworem kwasu solnego (HCl).
Po osiągnięciu punktu końcowego procedura automatycznie wylicza zawartość węglanów.

Wynik pomiaru może zostać zapisany do pliku lub wydrukowany w postaci wykresu. Opcja **Raport** umożliwia wydrukowanie skróconej wersji raportu pomiaru.

^{*)} Firma **Cerko** w porozumieniu z Klientem, może opracować inne procedury pomiarowe.

